

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ ГЕНИТАЛИЙ


МЕТОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА АТБ-ЭКСПРЕССЬОН



Color Gram 2 : Gardnerella vaginalis



Chlamydia Direct IF : Chlamydiae ⊕



Слайдекс Стрепто-Кит : Streptococcus gr. B




Albicans ID 2 : - голубые колонии : Candida albicans
- белые колонии : Candida guilliermondii



Шоколадный агар + ПолиВайтеКС VCAT2 :
Neisseria gonorrhoeae



Агар Колумбия CNA + 5% бараньей крови :
Streptococcus agalactiae (gr. B)



Мycoplasma IST : - Ureaplasma urealyticum $\geq 10^4$ КОЕ / мл
- Mycoplasma hominis $< 10^4$ КОЕ / мл



ATB FUNGUS : Candida albicans

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ ГЕНИТАЛИЙ

МЕТОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА АТБ-ЭКСПРЕССЬОН

ДОСТАВКА ОБРАЗЦОВ – МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Номер по кат.	Наименование	Упаковка
41995	Транспортная среда	10 шт.
41999	Набор для транспортировки	50 шт.
41998	Система для забора и транспортировки	10 шт.
55331	Набор для отбора проб для ИФА определения Хламидии	20 Kits
55542	Окраска по Граму (набор)	4 x 240 мл

ПЕРВИЧНЫЙ ПОСЕВ

55321	Идентификация хламидий (методом ИФА)	50 тестов
42503	Микоплазма IST	25 тестов
43572	Селективная среда для дрожжей	20 чашек
43561	Шоколадный агар (гемофилы)	20 чашек
43241	Шоколадный агар с добавками	20 чашек
43071	Колумбия CNA агар обогащенный	20 чашек
43033	Среда для гарднерелл	10 чашек
43141	Мак Конки агар	20 чашек
43273	Обогащенная среда Шедлера	10 чашек
45533	Инкубация в CO ₂	20 тестов
96126	Инкубация в CO ₂	10 тестов
55652	Обогащительная смесь Поливайтекс	4 x 10 мл
51026	Агар Колумбийский	500 г
51032	Агар Эндо	500 г
55712	Селективная смесь Кампилозель	4 x 2 мл
45534	Инкубация анаэробов	20 тестов
96124	Инкубация анаэробов	10 тестов
96118	Индикатор анаэробной атмосферы	50 тестов

ВЫДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ КУЛЬТУРЫ / ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

55922	Оксидазный тест	2 x 30 дисков
73112	Слайдекс Стаф (набор)	50 тестов
58810	Слайдекс Стрепто (набор)	50 тестов

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

32300	rapid ID 32 A	25 стрипов
32200	ID 32 C	25 стрипов + 25 сред
32700	rapid ID 32 E	25 стрипов
32400	ID 32 E	25 стрипов
32100	ID 32 GN	25 стрипов + 25 сред
10400	API NH	10 стрипов + 10 сред
32600	rapid ID 32 STREP	25 стрипов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ

14215	ATB G – 5	25 стрипов + 25 сред
14225	ATB STAPH 5	25 стрипов + 25 сред
14255	ATB STREP 5	25 стрипов + 25 сред
14269	ATB ANA	25 стрипов + 25 сред
14245	ATB PSE 5	25 стрипов + 25 сред
14290	ATB NH	10 стрипов + 20 сред
14200	ATB FUNGUS	25 стрипов + 25 сред
14189	rapid ATB E	25 стрипов + 25 сред
14119	rapid ATB G –	25 стрипов + 25 сред
14179	rapid ATB STAPH	25 стрипов + 25 сред


ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ ГЕНИТАЛИЙ

МЕТОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА АТБ-ЭКСПРЕССЬОН




bioMérieux

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА В БАКТЕРИОЛОГИИ



ДОСТАВКА ОБРАЗЦОВ – МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ



ВЫДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР

